

(Ar leanúint taobh istigh)

- Is gá Feadán Sreabhaidh an Sreabhéadar a choinneáil ingearach agus é á úsáid.
- Ní cead ag éinne ach pearsanra oille treoraíche ar an Sreabhéadar úsáid a bhaint as.
- Is gá cinntiú go bhfuil gach nasc chung agus gan sceitheadh.
- NÁ bain úsáid as an brathadóir sceitheadh mura bhfuil sé comhoiriúnach don ocsaigín.
- NÁ steiriligh go huathoibríoch.
- NÁ steiriligh le ETO (ocsaid eitiléin).
- NÁ grian le hidreacarbóin aramatacha.
- NÁ tum an Sreabhéadar i leacht ar bith. Cuirfidh sé sin an baránta ar neamhní.
- D'fhéadfadh le srántán a bheith réamshocrúithe ar na Sreabhéadair 1MFA3001, 4MFA1001 agus 6MFA1001. Déan lipéad an Sreabhéadair a sheiceáil mar gheall ar srántacht sreabhach sula mbaineann tú úsáid as.
- D'fhéadfadh leis an Feadán Sreabhaidh ar na Sreabhéadair 1MFA3001, 4MFA1001 agus 6MFA1001 a bheith déanta le gloime, agus sobhríte dá bharr. Is gá a bheith cúramach go leor gan an Feadán Sreabhaidh a bhriseadh.



- Bain úsáid as an Sreabhéadar de réir an "úsáid mholta", mar atá sa lámhleabhar seo.
- Is gá breathnú ar an sreabhach ordaithe GACH UAIR go bhfuil tu chun é a thabhairt don othar, agus is gá an sreabhach a fhiosrú go mínic.
- D'fhéadfadh le hábhair mhaignéadacha nó feiriúla a bheith ar an Sreabhéadar, agus d'fhéadfadh éifeacht a bheith acu ar na torthaí MRI.
- Chun baol tine nó pléascadh a sheachaint:
- Bí comhlíontach GACH UAIR leis na ceighdeáin ag ANSI agus CGA ar Gáis Leighis agus Sreabhéadar agus Ocsaigín a Láimhséáil.
- NÁ bain úsáid nó cuir ola, gréisc, bealaídh orgánacha nó ábhair indite ar an Sreabhéadar nó in aice leis.
- NÁ bain úsáid as an Sreabhéadar in aice le ábhair nó gáis nó atmaisféir so-lasta/pléascacha.
- NÁ bí ag cailteamh tobac san áit ina bhfuil an ocsaigín á thabhairt.



Stiomal ar "NÁ CUIR OLA"

Treoracha Úsáide

sheachaint.

thoradh ar damáiste ar an airméis, mura ndéantar é a d'fhéadfadh a bheith contúirteach agus a bheith de Mura bhfuil stiomail aire ann, léiríonn sé cúinse agus a bheith de thoradh ar ghortú éadrom nó méanach, Léiríonn sé cúinse a d'fhéadfadh a bheith contúirteach mura ndéantar é a sheachaint.

agus a bheith de thoradh ar ghortú trom nó an bháis, Léiríonn sé cúinse a d'fhéadfadh a bheith contúirteach

AIRE

AIRE

RABHADH

EOLAS SLÁNDALA - FOLÁIREAMH AGUS RABHADH

TU ÚSÁID ASTU

Tá treoracha do profiúisúnaigh leighis ar fáil sa lámhleabhar seo chun an Sreabhéadar a shuiteáil agus a úsáid. Is aidhm leis na treoracha seo sábháilteacht a chinntiú agus damáiste ar an Sreabhéadar a sheachaint. Mura n-éiríonn leat ciall a bhaint as an lámhleabhar seo, NÁ BAIN ÚSÁID as an Sreabhéadar agus déan teagmháil leis an soláthraí.

LEIGH NA TREORACHA AR FAD SULA MBAINNEANN

Sreabhéadar a úsáid chun dalíoga gáis leighis a thabhairt don othar. Moltar do lianna, teiripeoirí riospráidí agus pearsanra ospidéal eile an Sreabhéadar a úsáid chun dalíoga gáis leighis a thabhairt don othar.

ÚSÁID MHOULTA

Bain an Sreabhéadar de chuid Precision Medical, Inc. as an phacáiste agus déan iniúchadh ar damáistí. NÁ BAIN ÚSÁID as an sreabhéadar má tá damáiste éigin air, agus déan teagmháil leis an soláthraí sa chás sin.

PACÁISTE / INIÚCHADH

BARÁNTA TEORANTA AGUS TEORAINN AR AN DLITEANAS

Tugann Precision Medical, Inc. barántas duit go bhfuil an Sreabhéadar gáis leithis (an earra) gan fabht ar bith ó thaobh saoirseachta nó ábhair ar feadh an tréimhse a leanas:

(a) Feadán Sreabhaidh agus Feireadh	Ré an earra
(b) Comhla shnáthaide	Cúig (5) bhliain ón lá seoladh
(c) Gach páirt eile	Bliain (1) ón lá seoladh

Sreabhéadar gáis gan aithint ar (a) nó (b) thuas

Ní bhaineann an baránta le briseadh / mí-úsáid.

Mura bhfuil an earra á comhlíonadh leis an baránta seo ar feadh an tréimhse léirithe thuas, déanfaidh Precision Medical, Inc., tráth nóta scríofa a léiriú go raibh sé stóráilte, súiteáilte, coiméadta agus úsáidte de réir na treoracha atá ag Precision Medical, Inc. agus an ghnáth-úsáid tionsclaíochta, agus nach bhfuil athrú, athchur nó athdhéanamh déanta ar an earra, é a dhéisiú saor in aisce duit.

NÍ BHAINNEANN BARÁNTA LE RÁITEAS Ó BHÉAL.

Ní cead ag aon ionadaí de chuid Precision Medical, Inc. baránta ó bhéal a thabhairt duit le haghaidh an earra atá léirithe sa chonradh seo, agus níl baint ag an ráiteas ó bhéal sin leis an díolachán ar chor ar bith. Dá bhí sin, is ráiteas an scríbhinn seo atá cinntitheach, iomlánaigh agus eisiach ag na téarmaí an chonradh.

TÁ AN BARÁNTA SEO EISIACH AGUS TÁ SÍ IN IONAD GACH BARÁNTA DÍOLACHÁIN, FEILIÚNACHT AR CHUSPÓIR FAOI LEITH NÓ BARÁNTAAR BITH EILE AR CHÁILIOCHT, RÁITE NÓ INTUIGTHE.

Ní bheith Precision Medical, Inc. freagrach as damáistí speisialta, timpisteach nó iarmartach ar chor ar bith - cailiteanas, díolachán tubaisteach, gortú ar dhuine agus damáiste ar an airméis san áireamh. I gcás nach bhfuil comhlíonadh mar atá léirithe thuas, beidh an ceartúchán de réir gach dliteanas ag Precision Medical, Inc., ar bhonn conradh, faillí, sracadh nó eile. Tá an ceart ag Precision Medical, Inc. déantús earraí a chur ar ceal nó athrú a dhéanamh ar an dearadh, ábhar nó sonraíochtaí gan fógra a thabhairt faoi.

Tá an ceart ag Precision Medical, Inc. botúin cleirciúla nó litriú a cheartú gan pionós.

LÁMHLEABHAIR AN ÚSÁIDEORA

1MFA1001
(Taispeánaithe)

8MFA1001
(Taispeánaithe)

SREABHMHÉADAR

SAMHLACHA:

1MFA, 4MFA, 6MFA agus 8MFA Series

DÉAN NA TREORACHA SEO A SHÁBHÁIL

R_x ONLY

De réir an dlí feidearálach (SAM) is gá don fheiste seo a bheith ordaithe ag lia chun a bheith díolta.

PrecisionMedical
300 Held Drive
Northampton, PA 18067 SAM
Deimhnithe ag ISO 13485

Fón: (+001) 610-262-6090
Facs: (+001) 610-262-6080
www.precisionmedical.com

SONRAÍOCHTAÍ

Raon Sreafa	Grádú	Cruinneas
0 – 200 cc	20 cc (0-200)	0-100 cc ±10 cc 101-200 cc ±14 cc
0 – 1 l/nóim	.1 (0-1) l/nóim	0-1 ±.05 l/nóim
0 – 3.5 l/nóim	.125 (0-1) l/nóim .25 (1-3.5) l/nóim	0-3.5 ±.15 l/nóim
0 – 5 l/nóim	.25 (0-5) l/nóim	0-5 ±.20 l/nóim
0 – 6 l/nóim	.5 (0-6) l/nóim	0-6 ±.50 l/nóim
0 – 8 l/nóim	.5 (0-8) l/nóim	0-8 ±.25 l/nóim
0 – 15 l/nóim	.5 (0-5) l/nóim 1 (5-15) l/nóim	0-5 ±.25 l/nóim 6-15 ±.50 l/nóim
0 – 26 l/nóim	1 (2-26) l/nóim	2-4 ±.50 l/nóim 5-26 ±10% léitheoireacht
3 - 35 l/min	1 (3-15) l/min 5 (5-35) l/min	3-4 ±.50 l/min 5-35 ±10% léitheoireacht
0 – 70 l/nóim	5 (0-70) l/nóim	0-70 ±10% léitheoireacht

Sreabhadh Comhréidh: aschur an Sreabhmeádair nuair atá an léitheoir sreafa thar an grádú is airde. Tá raon an Sreabhmeádair léirithe sa lipéid an Sreabhmeádair.

Riachtanas Iompair / Stóir -40°F (-40°C) to 140°F (60°C)

Tá an brú gáis agus ionraon léirithe ar chorp an Sreabhmeádair nó an Feadán Sreabhaidh.

NÓTA: D'fhéadfadh leis an iompair / stóir atá difriúil ón raon sonraithe damáiste a dhéanamh ar an Sreabhmeádair.

Tá an éifeacht ar an gcruinneas sreafa mar gheall ar athruithe sa theocht comhthimpeallach cothrom le cruinneas caighdeánach +7.3% @ 32°F (0°C) agus -3.0% @ 104°F (40°C).

Tá na samhlacha Sreabhmeádair thuas calabraithe ar an bhrú ionraon, 70°F (21°C), brú atmaisféarach caighdeánach. Bíonn na samhlacha idirnáisiúnta calabraithe de réir na sonraíochtaí atá léirithe sa chorp an Sreabhmeádair nó an Feadán Sreabhaidh.

D'fhéadfaí linn athruithe a dhéanamh ar na sonraíochtaí gan fógra a thabhairt roimh ré.

Chun an athbhreithniú is déanaí ar an lámhleabhar a fheiceáil, breathnaigh ar ár suíomh gréasáin: www.precisionmedical.com

Abair linn cad a cheapann tú fuínn! Breathnaigh ar www.precisionmedical.com

TREORACHA ÚSÁIDE

RABHADH

Léigh an lámhleabhar seo sula ndéanann tú an Sreabhmeádair a shuiteáil nó a úsáid.

AIRE

Déan iniúchadh ar an Sreabhmeádair le haghaidh damáiste. NÁ BAIN ÚSÁID as má tá damáiste air.

NÓTA: Molann Precision Medical, Inc. úsáid a bhaint as cannúl rocdhíonach.

1. Cas an cnoba chun é a chur ar an "OFF".
2. Ceangail an Sreabhmeádair leis an fhoinsé gáis oiriúnaí. Tá tagairtí ar an gás agus brú is oiriúnaí ar chorp an Sreabhmeádair nó Feadán Sreabhaidh.
3. Féach ar an Liathróid Snámháin chun cinntiú go bhfuil sí ar chúl an Feadáin Sreabhaidh.

NÓTA: Mura bhfuil an liathróid ar chúl an Feadáin Sreabhaidh, ciallaíonn sé sin go bhfuil an ábhar ag sceitheadh. Breathnaigh ar na treoracha "FABHTCHEARTÚ" sa chás sin.

4. Sreabhadh a shocrú:
Chun é a **chur i méid** - Cas an cnoba **go tuathalach**
Chun é a **laghdú** - Cas an cnoba **ar deiseal**
5. Chun an sreabhadh a shocrú, ailnígh lár an Liathróid Snámháin leis na línte treoracha atá ar an bhFeadán Sreabhaidh.
6. Má dhéanann tú an sreabhadh a shocrú thar an líne treoracha is airde, tarlóidh sreabhadh neamhchinnithe.
7. Chun an t-uasmhéid sreabhadh comhréidh a fháil, cas an cnoba go tuathalach an bhealach ar fad.

NÓTA: Sreabhadh comhréidh: sreabhadh ar bith atá thar an líne treoracha is airde ar an Feadán Sreabhaidh, gan cosc ar an sreabhadh, mar atá léirithe sa lipéid an Sreabhmeádair.

AIRE

- **NÁ** tean an cnoba an iomarca agus é á mhúchadh. Déanfaidh sé sin damáiste ar an Sreabhmeádair.
- Má tá an brú difriúil ón brú mholta ar chorp an Sreabhmeádair nó Feadán Sreabhaidh, d'fhéadfadh éifeacht a bheith aige ar chruinneas an sreabhaidh.
- Má tá an teocht difriúil ó 70° F (21°C), d'fhéadfadh éifeacht a bheith aici ar an sreabhadh mholta.
- Má tá oiriúintí ceangailte leis an asraon (a chuirfeadh friotaíocht in aghaidh sreabhaidh asraoin i méid) d'fhéadfadh leis an sreabhadh a athrú ach ní tharlóidh athrú ar chruinneas an sreabhaidh.
- NÁ BAIN ÚSÁID ACH as feistí oiriúnaí do gáis chun an Sreabhmeádair a cheangal le foinsé gáis. Bain úsáid as nascanna ocsaigine ar Sreabhmeádair ocsaigine, agus nascanna aeir ar Sreabhmeádair aeir.
- NÁ déan iarracht Sreabhmeádair 8MFA a dheisiú. Níl páirt spártha ar fáil.

TREORACHA GLANTA

1. Dícheangail gach nasc sula ndéanann tú é a ghlanadh.
2. Glan an dromchla eachtrach an Sreabhmeádair le hédach ar a bhfuil beagán uisce agus glantach mín.
3. Triomaigh le hédach glan.

FABHTCHEARTÚ

Má tá mífheidhm ar an Sreabhmeádair, déan teagmháil leis an soláthraí nó Precision Medical, Inc.

Fadhb	Cúis is dochúlú	Réiteach
Níl sé á mhúchadh	• Sceitheadh • Comhla fabhtach	• Déan an Tetriseal nó an feireadh a achur. • Déan an chorp a achur
Liathróid Snámháin ag greamú	• Déan smionagar ar an bhFeadán Sreabhaidh	• Glan Feadán Sreabhaidh agus Liathróid Snámháin
Ní féidir an sreabhadh a shocrú	• Ionraon stoptha	• Déan an chorp a achur
Ní féidir an cnoba a chasadh	• Comhla stalctha	• Déan an chorp a achur

NÍL páirt spártha ar fáil do na samhlacha 8MFA.

EARRAÍ AR AIS

Is gá uimhir RGA (údarú earraí ar ais) a bheith agat chun earraí a sheoladh ar ais. Chun earraí a sheoladh ar ais chuig Precision Medical, Inc. is gá duit iad a chur i mbosca séalaithe chun damáiste a sheachaint. Ní bheith Precision Medical, Inc freagrach as damáistí a dhéantar ar an mbealach ar ais. Tá ár bPolasáí Aisdúichithe ar fáil san Idirlíon ar www.precisionmedical.com.

Liosta Páirteanna Athsholáthair
ar fáil ar an idirlíon:
www.precisionmedical.com



Precision Medical, Inc.
300 Held Drive
Northampton, PA 18067, SAM